

HEMOGRAMME (Lecture et Interprétation)

1. Lignée blanche : (Unité : éléments/mm³)

		Limite inf.	Limite sup.	Interprétations
GB		4000	10 000	<i>Leucopénie, hyperleucocytose</i>
LYM		1500	4500	<i>Lymphopénie, hyperlymphocytose</i>
MON		100	1000	
Gran	NEU	1500	4500	<i>Neutropénie, Neutrophilie</i>
	BAS	0	100	
	EOS	0	100	

2. Lignée rouge :

GR	H	4,5 Millions	5,5 Millions	<i>Anémie +, Polyglobulie</i>
	F	4,0 Millions	4,5 Millions	
Hb	H	13 g/dl	18 g/dl	<i>Anémie ++ ; modérée entre 7 et 12 sévère < 7.</i>
	F	12 g/dl	16 g/dl	
Ht	H	40 %	52 %	
	F	37 %	46 %	
VGM		80	100	<i>Micro, normo, macro [-cytaire]</i>
CCMH		32	36 (38 max.)	<i>Hypo, normo, hyper [-chrome]</i>

3. Plaquettes : (Unité : éléments/mm³)

PLT	150 000	450 000	<i>Thrombopénie Sévère < 50 000 Modérée entre 50 000 et 150 000 Ou Thrombocytose</i>
------------	---------	---------	---

N.B :

- Pour juger une anémie, faut justifier une baisse du nombre de GR et du taux d'Hb (mais surtout l'Hb).
- Si une lignée est touchée, on parle d'une cytopénie, Si 2 lignes sont touchées, on parle d'une bicytopénie, Si 3 lignes sont touchées, on parle d'une pancytopénie.